

Indikátor pH UNISOL

Roztok pro stanovení pH ve vodě

- Stanovení pH v čisté vodě, v povrchových vodách a slabých roztocích kyselin a zásad
- Po přikápnutí indikátoru do kyvety se vzorkem vody stanovíte pH porovnáním zabarvení s přiloženou stupnicí

Technické parametry

Kapacita :

přibližně 500 stanovení



Indikátor pH UNISOL

Popis	Rozsah pH	Rozlišení pH	Balení	Katalogové číslo
UNISOL 410	4-10	0,5	100 ml	I014551
UNISOL 113	1-13	1	100 ml	I014651
Náhradní PMMA kyvety	-	-	5 ks	I014751

Indikátor UNISOL dodávame včethně 1 ks hranaté kyvety z PMMA a porovnávací stupnice