

Inkubátor Incubator-Genie

Inkubátor s ohřevem, s třepačkou a mícháním.

- Snadno čitelný digitální displej
- Zabudované okno umožňuje sledování vzorků během inkubace
- Magnetické držáky zkumavek a sáčku lze připevnit na otočnou/naklánějící plošinu
- Vizuální a zvukové upozornění na překročený čas/teplotu

Technické parametry

Teplotní rozsah:	28-75 °C
Rozlišení teploty:	1 °C
Rychlost rotace:	3-35 rpm
Rychlost náklonu:	6-70 cyklů/minutu
Maximální zatížení:	4,5 kg
Objem inkubátoru:	24 l
Hmotnost:	19,5 kg
Vnitřní rozměry:	254 x 362 x 260 mm
Vnější rozměry:	400 x 560 x 370 mm



Incubator Genie

Produkt	Balení	Katalogové číslo
Inkubátor Incubator-Genie	1 ks	Q541402