

Inkubátor průhledný INC-200 a INC-200D | COLE-PARMER STUART

Inkubátor se stěnami z panelů z čirého akrylátového skla

- Přesné digitální nastavení a zobrazení aktuální teploty na LCD displeji - model INC-200D
- Jednoduché analogové nastavení teploty - model INC-200
- Vypínač pro přednastavenou teplotu 37 °C
- V bočních panelech dva uzavíratelné otvory 10 mm
- Odklápěcí přední stěna a víko pro snadný přístup
- Vizuální kontrola obsahu inkubátoru, například pro kultivaci rostlin, simulaci tropických podmínek
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

Technické parametry

Objem:	60 litrů
Teplotní rozsah:	teplota místnosti +5-60 °C
Teplotní stabilita:	+mn0,1 °C při 37 °C
Homogenita:	+mn0,3 °C při 37 °C
Rozměry vnitřní (š x h x v):	450 x 380 x 380 mm
Teplotní ochrana:	automatický vypínač při teplotě 72 °C
Rozměry vnější (š x h x v):	600 x 390 x 390 mm
Hmotnost:	11,2 kg



Inkubátor průhledný INC-200 analogový



Inkubátor průhledný INC-200D digitální

Popis	Katalogové číslo
Průhledný inkubátor INC-200 analogový	S008760
Průhledný inkubátor INC-200D digitální	S008764

Inkubátor dodáváme rozložený, pro montáž na místě je nutný pouze šroubovák.
Základní sestava neobsahuje akrylátové dno (nutno objednat samostatně).

Příslušenství pro průhledný inkubátor

Popis	Katalogové číslo
Akrylátové dno	S008761
Stojan se dvěma poličkami (drátěný, potažený plastem)	S008762