

ISOPROPYLALKOHOL pro HPLC | CARLO ERBA

isopropanol, 2-propanol, propan-2-ol


CAS: 67-63-0

Vzorec: C₃H₈O

- Přefiltrovaný přes 0,2μm membránový filtr

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	60,11
Hustota:	0,78 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H336



isopropanol

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
pro HPLC, Isocratic grade	4 x 2,5 l	I 05601.4