

ISOPROPYLALKOHOL pro HPLC | HONEYWELL


isopropanol, 2-propanol, propan-2-ol

CAS: 67-63-0

Vzorec: C₃H₈O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	60,11
Hustota:	0,784 - 0,786 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H336



Čistota	Balení	Katalogové číslo
CHROMASOLV™ pro HPLC, 99,9 % (GC)	4 x 2,5 l	I 05801.4