

ISOPROPYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC

2-propanol, propan-2-ol

CAS: 67-63-0


Vzorec: C₃H₈O

- Zfiltrovaný přes 0,2µm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	60,10
Index lomu/20 °C:	1,377
Obsah (GC):	min 99,9 %
Bod varu:	82,2 °C
Hustota/20 °C:	0,785
Voda:	max 0,05 %
Acidita:	max 0,001 %
Odparek:	max 0,0001 %
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H336

Vlnová délka (nm)	255	240	210
Min propustnost (%T)	99	90	40



ISOPROPYLALKOHOL

Balení	Katalogové číslo
1 l	I 05702
2,5 l	I 05701
4 x 2,5 l	I 05701.4