

Jednorázové preparační podložky


Podložky s pomocnými linkami a pravítky pro usnadnění tvorby preparátů

- Podložky z plastu s hrubším povrchem, použitelné z obou stran
- Pro usnadnění orientace a preparaci jsou na povrchu předtištěné pomocné linky, pravítka a 7 kružnic o průměru od 4 do 16 mm a 5 větších od 2 do 6 cm

Technické parametry

Teplotní stabilita:

-27 až +71°C



Jednorázové preparační podložky

Popis	Rozměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Jednorázové preparační podložky	152 x 203	24	R.CKP5.1
Jednorázové preparační podložky	229 x 305	12	R.CTY6.1
Jednorázové preparační podložky	305 x 483	12	R.CTY7.1