

JODIČNAN DRASELNÝ**CAS:** 7758-05-6**Vzorec:** KIO₃**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 214,00

Hustota: 3,93 g·cm⁻³**JODIČNAN DRASELNÝ****Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H272-H319-H335-H315

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, p.a.	100 g	J 02102

JODIČNAN DRASELNÝ**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H272-H318

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, extra čistý	100 g	R.5301.1
min 99 %, extra čistý	500 g	R.5301.2
min 99 %, extra čistý	1 kg	R.5301.3
min 99 %, extra čistý	2,5 kg	R.5301.4
min 99,4 %, p.a., ACS	100 g	R.P751.1
min 99,4 %, p.a., ACS	250 g	R.P751.2