

JODID SODNÝ**CAS:** 7681-82-5**Vzorec:** NaI**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 149,89

Hustota: 3,667 g·cm⁻³**JODID SODNÝ****Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H319-H315

Balení	Čistota	Katalogové číslo
500 g	min 99 %, čistý	J 07301
500 g	min 99,5 %, p.a.	J 07101

JODID SODNÝ**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H400

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, Ph.Eur.	250 g	R.8783.1
min 99 %, Ph.Eur.	1 kg	R.8783.2
min 99 %, Ph.Eur.	2,5 kg	R.8783.3
min 99,5 %, p.a., ACS	100 g	R.A134.3
min 99,5 %, p.a., ACS	250 g	R.A134.1
min 99,5 %, p.a., ACS	1 kg	R.A134.2