

JODISTAN SODNÝ**CAS:** 7790-28-5**Vzorec:** NaIO₄**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

213,89

JODISTAN SODNÝ**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H271-H314-H372-H400

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, p.a.	100 g	J 08104

JODISTAN SODNÝ**Technické parametry**

Hustota:

3,87 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS):

H272-H314-H372-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,8 %, p.a., ACS	50 g	R.2603.1
min 99,8 %, p.a., ACS	250 g	R.2603.2
min 99,8 %, p.a., ACS	500 g	R.2603.3
min 99 %, extra čistý	100 g	R.0294.1
min 99 %, extra čistý	500 g	R.0294.2
min 99 %, extra čistý	1 kg	R.0294.3