

KAKODYLAN SODNÝ TRIHYDRÁT PUFFERAN®

dimethylarseničnan sodný

CAS: 6131-99-3

Vzorec: $\text{C}_2\text{H}_6\text{AsNaO}_2 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

214,03

Bezp. věty (GHS):

H301+H331-H410



www.p-lab.cz

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %	50 g	R.5169.1
min 98 %	250 g	R.5169.2
min 98 %	10 g	R.5169.3