

Kalibrační standard pro ICP-MS v roztoku (8 prvků, 10 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	8
Složení standardu - prvky:	Ge, Hf, Mo, Sb, Sn, Te, W, Zr
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319

Specifikace	Matrice	Balení	Katalogové číslo
8 prvků, 10 mg/l	směs 2% HNO ₃ a 0,1 % HF	100 ml	R.6816.1
8 prvků, 10 mg/l	směs 2% HNO ₃ a 0,1 % HF	500 ml	R.6816.2