

KANAMYCIN SULFÁT

Bakteriostatické antibiotikum


CAS: 25389-94-0

Vzorec: $C_{18}H_{36}N_4O_{11} \cdot H_2SO_4$

- Inhibuje biosyntézu proteinů a je účinný proti gram-negativním i gram-pozitivním bakteriím

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	582,58
Zásobní roztok:	10 mg/ml v H_2O (skladování při $-20^{\circ}C$)
Pracovní koncentrace:	100 $\mu g/ml$
Bezp. věty (GHS):	H360D



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 750 I.U./mg, pro biochemii	5 g	plast	R 08320
min 750 I.U./mg, pro biochemii	25 g	plast	R 08329
min 750 I.U./mg, pro biochemii	50 g	plast	R 08328
min 750 I.U./mg, pro biochemii	100 g	plast	R.T832.4