

Kapesníky napuštěné alkoholem k čištění a dezinfekci ploch a předmětů

Alkoholové čistící a dezinfekční kapesníky v praktickém uzavíratelném dávkovacím boxu

- Dezinfikovatelná plocha: cca 0,2 m²/ubrousek
- Po zaschnutí nezanechává zbytková rezidua
- Testovaná snášenlivost materiálů: PVC, pryž EPDM, silikon, latex, polysulfonové sklo, polyuretan, mosaz, hliník, měď, ušlechtilá ocel
- Účinné proti: Grampozitivním a gramnegativním bakteriím, včetně kmenů rezistentních na antibiotika, kvasinkám, tuberkulózním bakteriím, mykobakteriím, rotavirům, obaleným virům plus norovirům a adenovirům

Technické parametry

Účinné látky ve 100 g roztoku:	etanol 25 g, propan-1-ol 24 g
Rozměry ubrousku:	225 x 138 mm
Bod vzplanutí:	27 °C (metoda: EC A.9)
Bezp. věty (GHS):	H226-H319-H336



www.p-lab.cz

Ubrousky alkoholové k dezinfekci

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kapesníky napuštěné alkoholem k čištění a dezinfekci ploch a předmětů	100	L034772