

Kapilára s ryskou

Jednorázová kapilára pro odměřování mikro objemů

- V souladu s IVD direktivou 2017/746

Technické parametry

Materiál:

sodnodraselné sklo

Kategorie zdrav. prostředku:

IVD (EU 98/79)



Kapiláry s ryskou



Kapilára s ryskou, objem 1 + 2 + 3 + 4 + 5 µl



Kapilára s ryskou, objem 10 µl



Kapilára s ryskou, objem 5 + 10 µl



Kapilára s ryskou, objem 20 µl



Kapilára s ryskou, objem 25 µl



Kapilára s ryskou, objem 20 + 40 µl



Kapilára s ryskou, objem 40 µl



Kapilára s ryskou, objem 50 µl



Kapilára s ryskou, objem 100 µl



Kapilára s ryskou, objem 50 + 100 µl



Kapilára s ryskou, objem 200 µl

Objem (µl)	Počet rysek	Balení (ks)	Katalogové číslo
1 + 2 + 3 + 4 + 5	5	250	H960105
5 + 10	2	250	H960210
10	1	250	H960110
20	1	250	H960120
25	1	250	H960125
20 + 40	2	250	H960240
40	1	250	H960140
50	1	250	H960150
100	1	250	H960199
50 + 100	2	250	H960299
100 + 200	2	100	H960222
200	1	100	H960122

Pozn.: Pro přesné a bezpečné dávkování s jednoúčelovými kapilárami používejte pipetovací nástavec mikro -

Micropipetor.