

Karagenan, iota

Karagenan E407, tvoří jemné gely, vhodný zejména pro tvorbu gelů v mlékárenství, použitelný i pro kultivační média pro rostlinné či živočišné buňky

CAS: 9062-07-1

- Získaný z kontrolovaných kultur mořských ruduch (Rhodophyceae) z řádu Gigartinales
- Přečištěný filtrací a vysrážený alkoholem

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Čistota (dle FAO/WHO, EEC, FCC) vysoká	25 g	plast	R.3675.1
Čistota (dle FAO/WHO, EEC, FCC) vysoká	100 g	plast	R.3675.2
Čistota (dle FAO/WHO, EEC, FCC) vysoká	500 g	plast	R.3675.3