

Karagenan, kappa

Vysoce čistý karagenan E407 typu kappa, tvoří gely s vysokou silou gelu

CAS: 11114-20-8

- Přečištěný filtrací a vysrážený KCl
- Pro kultivační média
- Získaný z kontrolovaných kultur mořských ruduch (Rhodophyceae) z řádu Gigartinales

Technické parametry

Síla gelu (1,5%, vodný):

1200-1800 g/cm²



Karagenan, kappa

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Čistota (dle FAO/WHO, EEC, FCC) vysoká	25 g	plast	R.3059.1
Čistota (dle FAO/WHO, EEC, FCC) vysoká	100 g	plast	R.3059.2
Čistota (dle FAO/WHO, EEC, FCC) vysoká	500 g	plast	R.3059.3