

Karty k detekci kontaminace Clean Card® PRO

Pro rychlou detekci kontaminace proteiny na očištěném povrchu

- Clean Card® PRO detekuje veškeré nečistoty, které obsahují proteiny nebo látky podobné proteinům, jako jsou alergenů, nebo povrchově aktivní látky ze zbytkového čisticího detergentu či dezinfekčního prostředku na pracovních plochách, vybavení a nádobách, které na pohled vypadají čisté.
- Barevné zbarvení určující míru kontaminace do 30 vteřin
- Clean Card® PRO Starter Kit obsahuje 25 testovacích kartiček, 50ml PET lahvičku se sprejovou hlavou pro zvlhčení testovaného povrchu, kartu pro analýzu výsledků, instrukce
- Clean Card® PRO Pack (pro doplnění sady kitu) obsahuje 50 testovacích kartiček, kartu pro analýzu výsledků, instrukce
- Vhodné pro široké použití, např. laboratoře či společenské stravování, restaurace a kavárny, hotely, úklidové služby, podniky potravinářského průmyslu, jako jsou řezníci a pekaři, dodavatelské služby, pro osoby pracující v oblasti hygieny, řízení a zajišťování kvality aj.

Technické parametry

Detekce: > cca 50 µg proteinu/100 cm²

Teplota skladování: +20 °C



Karty k detekci kontaminace Clean Card® PRO

Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
Clean Card® PRO Starter Kit	25	R.0071.1
Clean Card® PRO Pack	50	R.0072.1