

Kazeta na mikroskopická skla SlideFile | Simport

Barevná nárazuvzdorná kazeta s vyjímatelným stojánkem a průhledným víkem

- Pro dlouhodobé ukládání lze po vyjmutí stojánku umístit skla ve třech řadách
- Vyjímatelný stojánek s číslovanými drážkami ve dvou řadách, lze použít na sušení preparátů
- Do každé drážky lze umístit dvě skla zády k sobě
- Průhledné kouřově zabarvené víko umožňuje čtení popisku bez vyjmutí skla z kazety
- Pouhým nakloněním skel dopředu nebo dozadu snadno a rychle najdete hledaný preparát
- Vertikální umístění sklíček umožňuje rychlou orientaci v uložených preparátech
- Dno kazety a stojánek v pěti různých barvách

Technické parametry

Materiál dna: ve hmotě probarvený rázuvedorný PS

Materiál víka: průsvitný PS

Kazeta	SlideFile Jr.	SlideFile
Kapacita stojánku	100 skel	200 skel
Maximální kapacita kazety	200 skel	400 skel
Rozměry kazety	82 × 140 × 86 mm	82 × 245 × 86 mm



Kazeta SlideFile Jr. se stojánkem



Kazeta SlideFile se stojánkem

Kazeta SlideFile Jr. se stojánkem		Kazeta SlideFile se stojánkem	
Barva	Katalogové číslo	Barva	Katalogové číslo
modrá	U700050.M	modrá	U700100.M
zelená	U700050.Z	zelená	U700100.Z
růžová	U700050.R	růžová	U700100.R
bílá	U700050.B	bílá	U700100.B
žlutá	U700050.Y	žlutá	U700100.Y

Stojánek pro kazetu SlideFile

Stojánek lze používat samostatně na sušení preparátů

Technické parametry

Rozměry stojáčku SlideFile Jr. (š × d × v):

75 × 125 × 25 mm

Rozměry stojáčku SlideFile (š × d × v):

75 × 231 × 25 mm

Stojánek pro kazetu SlideFile Jr.		Stojánek pro kazetu SlideFile	
Barva	Katalogové číslo	Barva	Katalogové číslo
modrá	U710050.M	modrá	U710100.M
zelená	U710050.Z	zelená	U710100.Z
růžová	U710050.R	růžová	U710100.R
bílá	U710050.B	bílá	U710100.B
žlutá	U710050.Y	žlutá	U710100.Y



Stojánek pro kazetu SlideFile Jr.



Stojánek pro kazetu SlideFile