

Kazeta na velká mikroskopická skla

Kazeta s víkem uchyceným pantem

- Korková vložka na dně, popisovací karta ve víku
- Číselné pozice na popisovací kartě odpovídají číslům na dně kazety
- Kazety lze bezpečně stavět na sebe

Technické parametry

Materiál:	modře probarvený ABS
Kapacita :	100 skel 76 × 52 mm
Rozměry:	208 × 175 × 60 mm



Kazeta na velká mikroskopická skla

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kazeta na velká mikroskopická skla	1	I062841