

## KINETIN

6-furfurylaminopurin

**CAS:** 525-79-1

**Vzorec:** C<sub>10</sub>H<sub>9</sub>N<sub>5</sub>O


### Technické parametry

Molekulová hmotnost:

215,2

Teplota skladování:

+4 °C



| Čistota                 | Balení | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------|------------------|
| min 98 %, pro biochemii | 1 g    | R.4142.1         |
| min 98 %, pro biochemii | 5 g    | R.4142.2         |