

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI-XL

Pro rychlou izolaci plazmidové DNA z 5-15 ml bakteriální kultury

- Rychlá, jednoduchá a efektivní izolace pomocí kolonek z 5-15 ml bakteriální kultury
- Zvýšená vazebná kapacita mini spin kolonky pro získání většího objemu výsledné koncentrace plazmidové DNA až 60-70 µg
- Izolovaná DNA neobsahuje RNA nebo proteiny a je přímo použitelná pro všechny standardní downstream aplikace jako je restrikční štěpení, sekvenování, in vitro transkripce a transfekce
- Eluční objem 100 µl
- Doba izolace cca 20 minut

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H225-H290-H302-H315-H318-H336

Teplota skladování: +20 °C



Roti-Prep kit pro izolaci plazmidů MINI-XL



Postup izolace

Popis	Balení	Katalogové číslo
Roti-Prep kit pro izolaci plazmidů MINI-XL	10 izolací	R.8546.1
Roti-Prep kit pro izolaci plazmidů MINI-XL	50 izolací	R.8546.2
Roti-Prep kit pro izolaci plazmidů MINI-XL	250 izolací	R.8546.3

Kit obsahuje: resuspenzační pufr RB, lyzační pufr LS, neutralizační pufr NB, promývací pufr PA, promývací roztok PB, eluční pufr XEB, mini spin kolonky, mikrozskumavky, izolační protokol

Komponenty kitu nelze zakoupit jednotlivě