

Kit pro polosuché blotování Roti®-Blot 1

Anodové a katodové pufrы optimalizované pro polosuché blotování

- Výborné výsledky blotování peptidů i proteinů všech velikostí
- Speciální složení pro ochranu elektrod
- Mnohem lepší účinnost přenosu než tris-glycinový pufr
- Umožňuje kompletní přenos proteinů >100 kD pouhým prodloužením doby přenosu

Technické parametry

Teplota skladování: +20 °C

Kit obsahuje: Anodový pufr Roti®-Blot A, 1 l (10 x koncentrovaný) a katodový pufr Roti®-Blot K, 1 l (10 x koncentrovaný)



Název	Katalogové číslo
Roti®-Blot 1	R.L509.1