

## Kit pro purifikaci PCR produktů Roti®-Prep PCR Purification

Pro zkoncentrování a purifikaci PCR produktů

- Rychlá, jednoduchá a efektivní purifikace pomocí kolonek (doba přečištění PCR fragmentů cca 3 minut)
- Vhodné pro fragmenty o délce 60 bp-30 kb
- Eluční objem 10-50 µl; zachování až 95 % z původního objemu vzorku
- Proces zahrnuje pouze "binding step" a eluci, chybí "washing step"
- Přečištěná DNA neobsahuje zbytkové nukleotidy či PCR aditiva a může být použita pro všechny běžné následné aplikace (klonování, sekvenace,...)

### Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H225-H319-H336

Teplota skladování:

+20 °C



Roti-Prep kit pro purifikaci PCR produktů



Roti-Prep kit pro purifikaci PCR produktů

| Popis                                     | Balení      | Katalogové číslo |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|
| Roti-Prep kit pro purifikaci PCR produktů | 10 izolací  | R.8503.1         |
| Roti-Prep kit pro purifikaci PCR produktů | 50 izolací  | R.8503.2         |
| Roti-Prep kit pro purifikaci PCR produktů | 250 izolací | R.8503.3         |

Kit obsahuje: binding pufr, eluční pufr EB, mini spin kolonky, mikrozkrumavky, izolační protokol