

## Klíčka/jehla očkovací | HEATHROW SCIENTIFIC


Sterilní klíčka jehla pro jedno použití

- Očkovací klíčky z flexibilního polypropylenu nebo tuhého ABS
- Kombinace pro nabírání bakteriálních kolonií (konec s jehlou) či jejich rovnoměrné roztírání (konec s klíčkou)
- Sterilní, jednorázové, sledovatelnost od šarže k šarži

### Technické parametry

Barva:

modrá



očkovací klíčka/jehla



očkovací klíčka/jehla



očkovací klíčka/jehla



očkovací klíčka/jehla

| Popis        | Materiál | Balení (ks)    | Katalogové číslo |
|--------------|----------|----------------|------------------|
| Klíčka 1 µl  | PP       | 1000 (20 × 50) | U081121          |
| Klíčka 1 µl  | ABS      | 1000 (20 × 50) | U081122          |
| Klíčka 10 µl | PP       | 1000 (20 × 50) | U081123          |
| Klíčka 10 µl | ABS      | 1000 (20 × 50) | U081124          |