

Kligler Iron Agar (KIA)

Pro diferenciaci gramnegativních enterobakterií

Technické parametry

pH:	7,4 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g mix peptonu; 10 g laktózy; 5 g chloridu sodného; 1 g glukózy; 0,5 g křemičitanu amonného; 0,5 g thiosíranu sodného; 0,025 fenolové červeně; 15 g agaru
Aplikace:	52 g na 1 l agaru



1: *Salmonella enteritidis*, 2: neinokulované médium

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5758.1

Synonymum: Double Sugar Iron Agar, KIA