

Ko-precipitant Roti®-PinkDNA

Syntetický ko-precipitant s barvivem pro efektivní vysrážení nukleových kyselin

- Zviditelněný pelet díky začlenění růžového barviva
- Výtěžnost až 99%
- Jednoduše přidejte do procesu etanolového vysrážení nukleových kyselin
- Vyizolovaná DNA je ihned využitelná ve všech standardních aplikacích (transformace, restrikce, klonování, sekvenování, *in vitro* transkripce, aj.)
- Vhodné pro všechny typy nukleových kyselin, včetně kruhové a genomové DNA
- Barvivo reversibilně značí nukleové kyseliny, tím usnadňuje lokalizaci peletů a jejich neztrátové vymývání



Roti®-PinkDNA

Popis	Balení	Katalogové číslo
Roti®-PinkDNA	0,5 ml	R.HP54.1
Roti®-PinkDNA	1,5 ml	R.HP54.2

Nekompatibilní s fotometrickým měřením koncentrace při vlnových délkách 260-280 nm!