

Kontejner zamrazovací CoolCell | Corning

Pro řízené zamrazování většiny buněk a buněčných linií

- Velmi snadné použití - nevyžaduje plnění 100% isopropanolem
- V kombinaci s mrazničkou o teplotě -80 °C umožňuje řízené zamrazování buněk rychlostí -1 °C/min
- Nižší náklady na použití v porovnání s kontejnery na bázi alkoholu
- Vysoká výtěžnost a viabilita rozmrazených buněk
- Očíslované jamky pro snadnou identifikaci vzorků

Technické parametry

Materiál:

pěnový PE



N432005



N432002



N432003



N432004



N432008



N432009

N432007



N432006

Kapacita	Barva	Katalogové číslo
12 x 1,0/2,0 kryozkumavky	zelená	N432002
12 x 1,0/2,0 kryozkumavky	oranžová	N432003
12 x 1,0/2,0 kryozkumavky	růžová	N432004
12 x 3,5 - 5 ml kryozkumavky	fialová	N432005
30 x 1,0/2,0 ml kryozkumavky	zelená	N432008
30 x 1,0/2,0 ml kryozkumavky	oranžová	N432007
30 x 1,0/2,0 ml kryozkumavky	růžová	N432009
30 x 1,0/2,0 ml kryozkumavky	fialová	N432006