

Koš na sterilizaci nástrojů

Koš pro čištění a sterilizaci laboratorních pomůcek

- Pro sterilizaci, čištění a skladování zkumavek a dalších laboratorních pomůcek
- Vhodné do myčky

Technické parametry

Materiál: hliník

Výška (mm): 152



Koš na sterilizaci nástrojů, délka 152 mm



Koš na sterilizaci nástrojů, délka 256 mm

Délka (mm)	Šířka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
152	152	1	R.1L8L.1
256	152	1	R.1L8N.1