

Krabička barevná pro 50 mikrozkušavek (5 × 10)

Krabička s vnitřní mřížkou

- Nastavitelná poloha víčka pro různě vysoké zkumavky
- Pro mikrozkušavky 0,5 a 1,5/2,0 ml, zamrazovací zkumavky a vialky

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	půdorys 144 × 75 mm, výška 35-55 mm
Teplotní rozsah:	−90 až +121 °C



Krabička barevná pro 50 mikrozkušavek (5 × 10)

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
čirá	1	R420171.N
modrá	1	R420171.M
zelená	1	R420171.Z
růžová	1	R420171.R
žlutá	1	R420171.Y