

Krabička chladicí pro mikrozkušavky

Pro chlazení vzorků citlivých na teplo, jako jsou např. reagenty pro PCR nebo enzymy

- Krabičky s transparentním víčkem a model s gelem ve víčku
- Gel ve víčku prodlouží dobu po níž se udrží v krabičce teplota -15 °C až na 5 hod
- Protiskluzové gumové nožičky
- Model pro mikrozkušavky 0,2 ml je též vhodný pro PCR destičky

Technické parametry

Materiál dna: modrý silnostěnný PC, náplň netoxický gel

Materiál víčka: čirý PC nebo silnostěnný PC s gelovou náplní

Objem zkumavek	Víčko	Teplotní stálost	Počet otvorů	Uspořádání	Rozměry (d × š × v)
0,2 ml	transparentní	-15 °C až 3,5 hod	96	8 × 12	225 × 165 × 110 mm
0,5-2,0 ml	transparentní	-15 °C až 2,5 hod	12	3 × 4	145 × 105 × 100 mm
0,5-2,0 ml	transparentní	-15 °C až 3,5 hod	32	4 × 8	245 × 105 × 100 mm
0,5-2,0 ml	plněné gelem	-15 °C až 5 hod	32	4 × 8	245 × 105 × 100 mm



Box chladicí pro zkumavky

Objem zkumavek	Počet otvorů	Teplota (°C)	Víčko	Čas (h)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,2 ml	96	-15	transparentní	3,5	1	R.NY12.1
0,5-2,0 ml	12	-15	transparentní	2,5	1	R.NY09.1
0,5-2,0 ml	32	-15	transparentní	3,5	1	R.NY10.1
0,5-2,0 ml	32	-15	plněné gelem	5	1	R.NY11.1

Krabičky pro mikrozkušavky 0,5-2,0 ml dodáváme včetně adaptéru pro 0,5 ml reakční zkumavky.