

Krabička chladicí pro zkumavky a mikrozukumavky

Chladítko pro uchovávání vzorků v teplotě okolo 0 °C

- Udrží teplotu okolo 0 °C po dobu 3,5 až 5 h
- Ideální pro transport vzorků a uchovávání vzorků přímo na laboratorním stole

Technické parametry

Materiál dna:	zelený silnostěnný PC, náplň netoxický gel
Materiál víka:	čirý PC
Kapacita :	12 zkumavek v uspořádání 3 × 4
Max. výška zkumavek:	125 mm



Krabička chladicí pro zkumavky a mikrozukumavky

Zkumavky	Čas (h)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Mikrozukumavky 0,5-2,0 ml	3,5	1	R224571
Zkumavky o průměru 12-13 mm	5	1	R224771
Zkumavky o průměru 16-17 mm	5	1	R224871