

Krabička k odstínění beta-záření

Krabička s vyjímatelným stojánkem

- Pro transport a uchovávání radioaktivních vzorků
- Víko krabičky upevněno na pantech pro bezpečné uzavření
- Stojánky na mikrozkušavky 0,5 a 1,5 ml a kryozkušavky 2,0 ml objednávejte samostatně
- Do MAXI krabičky lze objednat i stojánky na scintilační lahvičky 5 a 20 ml

Technické parametry

Materiál:	čiré akrylátové sklo
Síla stěny a víčka:	10 mm



Krabička k odstínění beta-záření

Popis	Rozměry (š × d × v) vnější (mm)	Rozměry (š × d × v) vnitřní (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička MINI	105 × 105 × 75	85 × 85 × 55	1	R.EXT0.1
Krabička MIDI	105 × 185 × 80	85 × 165 × 60	1	R156571
Krabička MAXI	185 × 300 × 160	165 × 280 × 140	1	R242471