

Krabička k odstínění gama-záření

Krabička s vyjímatelným stojánkem

- Víko krabičky upevněno na pantech pro bezpečné uzavření
- Pro transport a uchovávání radioaktivních vzorků
- Stojánky na mikrozkušavky 0,5 a 1,5 ml a kryozkušavky 2,0 ml objednávejte samostatně
- Do MAXI krabičky lze objednat i stojánky na scintilační lahvičky 5 a 20 ml

Technické parametry

Materiál:	olovnaté akrylátové sklo
Síla stěny a víčka:	12 mm



Krabička k odstínění gama-záření

Popis	Rozměry (š × d × v) vnější (mm)	Rozměry (š × d × v) vnitřní (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička MINI	109 × 109 × 79	85 × 85 × 55	1	R.EXT1.1
Krabička MIDI	109 × 189 × 84	85 × 165 × 60	1	R156671
Krabička MAXI	189 × 304 × 164	165 × 280 × 140	1	R242571