

Krabička na EPA vialky 20 ml

Autoklávatelná stohovatelná krabička na 16 EPA vialek se šroubovacím uzávěrem

- Krabičky pro 16 (4 × 4) vialek s průhledným víčkem a prohlubní na dně

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−80 až +100 °C
Rozměry otvorů:	30 × 30 mm
Rozměry krabičky (š × d × v):	130 × 130 × 70 mm



Krabička na EPA vialky 20 ml

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička na 20ml vialky	fialová	1	I710741