

Krabička na PCR mikrozkumavky 0,2 ml | HEATHROW SCIENTIFIC

Autoklávodatelná krabička pro 32 PCR mikrozkumavek o objemu 0,2 ml

- Malá, kompaktní a stohovatelná krabička pro úsporu místa v mrazničce
- Vhodná pro jednotlivé PCR mikrozkumavky či mikrozkumavky v proužku po 8 o objemu 0,2 ml
- Průhledné víčko pro rychlou kontrolu obsahu, které lze v případě potřeby odejmout
- Alfanaumerický popis pozic pro snadnou identifikaci vzorků

Technické parametry

Materiál:	PP
Uspořádání:	8 x 4 otvorů
Minimální teplota:	-80 °C
Rozměry (d x š x v):	9,8 x 17,5 x 3,1 cm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička na PCR mikrozkumavky 0,2 ml	10	U120889