

Krabička na vialky 1,5 ml

Autoklávatelná stohovatelná krabička na 81 vialek pro autosamplery

- Krabička pro 81 vialek s průhledným víčkem a prohlubní na dně
- Uspořádání 9 × 9 s alfanumerickým popisem pozic na všech 4 stranách

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−80 až +100 °C
Průměr otvoru :	12 mm
Rozměry (š × d × v):	130 × 130 × 45 mm



Krabička na 1,5ml vialky

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička na vialky 1,5 ml	čirá	1	I710441.N
Krabička na vialky 1,5 ml	růžová	1	I710441.R
Krabička na vialky 1,5 ml	modrá	1	I710441.M
Krabička na vialky 1,5 ml	zelená	1	I710441.Z
Krabička na vialky 1,5 ml	žlutá	1	I710441.Y
Krabička na vialky 1,5 ml	oranžová	1	I710441.O