

Krabička na vialky 4 ml

Autoklárovatelná stohovatelná krabička na 49 vialek pro autosamplery

- Krabička pro 49 (7 × 7) vialek s průhledným víčkem a prohlubní na dně

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−80 až +100 °C
Průměr otvoru :	15 mm
Rozměry (š × d × v):	130 × 130 × 52 mm



Krabička na vialky 4 ml

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička na vialky 4 ml	červená	1	I710541