

Krabička na vialky 5, 10 a 20 ml

Autoklárovatelná stohovatelná krabička na 25 vialek pro Headspace autosamplery

- Krabička pro 25 (5 × 5) vialek s průhledným víčkem a prohlubní na dně

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−80 až +100 °C
Rozměry otvorů:	25 × 25 mm
Rozměry krabičky (š × d × v):	130 × 130 × 102 mm



Krabička na vialky 5, 10 a 20 ml

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička na vialky 5, 10 a 20 ml	modrá	1	I710641