

Krabička s víčkem čirá pro 21 (3 x 7) mikrozkušavek 5 ml | SSI

Krabička pro mikrozkušaveky, kryozkušavky a vialky

- Lze použít jako stojánek i jako krabičku do mrazáku
- Pro teploty do -90 °C
- Autoklávatelné (121 °C)

Technické parametry

Materiál:

čirý PP

Rozměry krabičky s víčkem:

143,8 x 75,2 x 53,0 mm



Krabička s víčkem čirá pro 21 mikrozkušavek

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička na mikrozkušavky 5 ml	1	U552700