


KREATININFOSFÁT Na₂ TETRAHYDRÁT

CAS: 71519-72-7

Vzorec: C₄H₈N₃Na₂O₅P . 4H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	327,14
Enzym:	kreatin kináza
Detekce:	fluorometrická
Produkt signalizace:	rozpuštěný
Použití:	stanovení aktivity



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	1 g	R.8459.1
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.8459.2
min 98 %, pro biochemii	10 g	R.8459.3