

Kryokonzervační médium Bambanker Direct

Zamrazovací médium pro dlouhodobé uchovávání hybridomových buněk a pro HTP aplikace

- Médium může být přidáno přímo k buňkám - není třeba promývání ani odstřeďování
- Bez séra - bez rizika kontaminace
- Umožňuje dlouhodobé skladování buněk při -80 °C až -196 °C
- Lepší regenerace a viabilita buněk po jejich rozmrazení
- Připraveno pro okamžité použití
- Dlouhé datum trvanlivosti

Technické parametry

Skladování: +2 až +10 °C v temnu



Kryokonzervační médium Bambanker Direct

Objem (ml)	Katalogové číslo
20	N010812