

Kuličky plavací pro vodní lázně

Polypropylenové kuličky pro snížení odparu

- Použití místo víka snižuje odpar a omezuje ochlazování kapaliny lázně
- Odolné vůči většině kyselin, zásad, rozpouštědel a minerálních olejů

Technické parametry

Materiál:

PP

Tepelná odolnost:

v závislosti na velikosti max. 100 °C



Kuličky plavací pro vodní lázně

Průměr (mm)	Balení (ks)	Velikost povrchu (m ²)	Katalogové číslo
45	100	0,20	R175561