

## KVERCETIN DIHYDRÁT

soforetin, meletin

**CAS:** 6151-25-3

**Vzorec:**  $C_{15}H_{10}O_7 \cdot 2 H_2O$


### Technické parametry

Molekulová hmotnost:

338,27

Bezp. věty (GHS):

H301-H341



| Čistota                                               | Balení | Katalogové číslo |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------|
| min 98 %                                              | 25 g   | R 71381          |
| min 98 %                                              | 100 g  | R 71382          |
| min 95 %                                              | 25 g   | R.2629.1         |
| min 95 %                                              | 50 g   | R.2629.2         |
| min 95 %                                              | 100 g  | R.2629.3         |
| ROTICHROM® HPLC min 99 %<br>referenční látka pro HPLC | 10 mg  | R.7417.1         |
| ROTICHROM® Pracovní standard                          | 100 mg | R.NC27.1         |
| ROTI®STAR Primární standard                           | 50 mg  | R.NE27.1         |