


KYSELINA BARBITUROVÁ

2,4,6-trihydroxypyrimidin

Vzorec: C₄H₄N₂O₃



KYSELINA BARBITUROVÁ

CAS: 67-52-7

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

128,09

Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	100 g	K 06101

KYSELINA BARBITUROVÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, extra čistá	100 g	K 06301
min 99 %, extra čistá	500 g	R.4927.2