

KYSELINA BENZOOVÁ

kyselina benzenkarboxylová

CAS: 65-85-0

Vzorec: C₇H₆O₂


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

122,12

Bezp. věty (GHS):

H372-H315-H318



KYSELINA BENZOOVÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, p.a.	500 g	K 41101

KYSELINA BENZOOVÁ

Technické parametry

Hustota:


1,321 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP	500 g	R.5781.2
min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP	1 kg	R.5781.1
min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP	2,5 kg	R.5781.3
min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP	5 kg	R.5781.4
min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP	25 kg	R.5781.5
min 99,5 %, p.a., ACS	100 g	R.P738.1
min 99,5 %, p.a., ACS	250 g	R.P738.2

ROTI® CALIPURE
standard pro bod tání 121-123 °C

1 g

R.9722.1



www.p-lab.cz