

KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ**CAS:** 10035-10-6**Vzorec:** HBr**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	80,92
Hustota:	1,50 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314-H335

KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ p.a.

Čistota	Balení	Katalogové číslo
46-48 %, p.a.	1 l	K 03101
46-48 %, čistá	1 l	K 03301

KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ 48% ROTIPURAN® ULTRA

Pro stopovou analýzu, analytický certifikát součástí dodávky

Technické parametry

Obsah:	44-49 %
Obsah kovových příměsí :	max 100 ppt

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ultra čistá, ppt kvalita	250 ml	R.HN67.3
ultra čistá, ppt kvalita	500 ml	R.HN67.1
ultra čistá, ppt kvalita	1 l	R.HN67.2
ultra čistá, ppt kvalita	2 l	R.HN67.4