

KYSELINA CHROMOTROPOVÁ Na₂ DIHYDRÁT

sodná sůl 4,5-dihydroxy-2,7-naftalendisulfonové kyseliny
reagent pro Ag, B, Cr, Hg, Ti, CrO₄²⁻, formaldehyd, nitrily a dusičnany


CAS: 5808-22-0

Vzorec: C₁₀H₆Na₂O₈S₂ · 2 H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

400,30



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, p.a., ACS	10 g	R.KK30.1
min 98,5 %, p.a., ACS	25 g	R.KK30.2