

KYSELINA *m*-FOSFOREČNÁ

Stabilizovaná metafosforečnanem sodným

CAS: 37267-86-0**Vzorec:** $(\text{HPO}_3)_n$ **Technické parametry**Hustota: cca 2,0 g·cm⁻³

Bezpeč. věty (GHS): H314

Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a., kousky	100 g	R.CN91.1
p.a., kousky	250 g	R.CN91.2
p.a., kousky	500 g	R.CN91.3
p.a., kousky	1 kg	R.CN91.4