

KYSELINA KÁVOVÁ

3,4-dihydroxyskořicová kyselina


CAS: 331-39-5

Vzorec: C₉H₈O₄

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 180,16

Bezp. věty (GHS): H351



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %	5 g	R.5869.3
min 98 %	10 g	R.5869.1
min 98 %	50 g	R.5869.2
ROTICHROM® TLC referenční látka pro tenkovrstvou chromatografii	100 mg	R.5574.1
ROTICHROM® Pracovní standard	100 mg	R.NC08.1
ROTI®STAR Primární standard	25 mg	R.NE08.1